



Milde Waschlotion

Frei von Parfüm und Farbstoffen

Luftdichtes Beutelsystem – keine Pumpenaufbereitung!

Anwendungsbereiche:

- ACO[®]-san sensitive eignet sich wegen seiner Hautverträglichkeit für den regelmäßigen Gebrauch und ist besonders zu empfehlen, wenn aus beruflichen Gründen häufige Waschungen notwendig sind.
- vor der chirurgischen Hände-Desinfektion und als Ergänzung zu alkoholischen Händedesinfektionsmitteln bestens geeignet.
- zum Waschen und Duschen
- zur allgemeinen Körperreinigung
- bei Empfindlichkeit gegen Seifen

Geeignet für Körper-, Haar- und Hände-reinigung in allen Bereichen der Krankenpflege, Geriatrie und Pädiatrie, in OP's und auf Intensivstationen, in Arztpraxen, in der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in Laboratorien.

Besondere Eigenschaften:

- ist auch bei seifenempfindlicher Haut gut verträglich
- erhält den natürlichen Schutzmantel der Haut
- hautneutraler pH-Wert
- ACO[®]-san sensitive ist mikrobiologisch geprüft
- ACO[®]-san sensitive ist parfüm- und farbstofffrei. Durch den Verzicht auf weitere stabilisierende Komponenten kann das Präparat unter Lichteinfluss optisch verändert erscheinen. Dies hat keinerlei Einfluss auf die Qualität oder Wirksamkeit der Waschlotion.

Anwendung:

Hände bzw. Haut anfeuchten, mit ACO[®]-san sensitive waschen, gut abspülen und abtrocknen. Für Schaumbäder und Körper-waschungen entsprechend mehr ACO[®]-san sensitive nehmen.

Anwendungshinweise - Spender:

Das HyBag Beutelsystem ist nur für bestimmte EURO-Spendersysteme geeignet. Da die Pumpeneinheit dicht mit dem sich selbst evakuierenden Beutel verbunden ist, passen nur bestimmte EURO – Spender.

Aluminium-Edelstahlspender

Sämtliche Spender der ingo-man[®] plus Serie des Herstellers Ophardt in Deutschland sind passend für die HyBag Beutel - ACO[®]-san sensitive

- Typ 1 Plus
- Typ 2 Plus
- IMP 1 und 2 touchless

Alternative Kunststoffspender

Euro- Kunststoffspender der Lysoform Berlin.

- ACO1 + ACO1-ATS

Für weiterführende Informationen stehen Ihnen unsere Berater sehr gerne zur Verfügung

Lieferformen:

- Karton mit 10 x 700 ml Beuteln
PZN folgt

Pharmazentralnummern:

- 1 x 700 ml: PZN folgt
- 10 x 700 ml: PZN folgt

zusätzlich lieferbarer Kunststoffspender:

- HyBag-Spender (ACO1)
- Abtropfschale (ACO1-ATS)

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.



Ingredients:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Alcohol Denat., Citric Acid, Dibutyl Adipate, Sorbic Acid

Kosmetikum gem. Verordnung 1223/2009/EG über kosmetische Mittel



LYSOFORM

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

(Das Unternehmen ist zertifiziert nach EN ISO 13485)

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin

Tel.: +49-30-77 99 2-0, Fax: +49-30-77 99 2-269

E-Mail: kontakt@lysoform.de, www.lysoform.de



ANTISEPTICA

ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH

(Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001)

A-1090 Wien, Frankgasse 6 / Top 5

Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66

E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at