

Dosier-Tabelle

	0,25%	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	4,00%
1 Liter	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml
6 Liter	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	180 ml	240 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml	210 ml	280 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	320 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml	270 ml	360 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml
15 Liter	37,5 ml	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	375 ml	450 ml	600 ml
20 Liter	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	800 ml
25 Liter	62,5 ml	125 ml	250 ml	375 ml	500 ml	625 ml	750 ml	1.000 ml
30 Liter	75 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml	900 ml	1.200 ml
40 Liter	100 ml	200 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1.000 ml	1.200 ml	1.600 ml
50 Liter	125 ml	250 ml	500 ml	750 ml	1.000 ml	1.250 ml	1.500 ml	2.000 ml

Hinweis: Zuerst das Wasser (etwa Raumtemperatur) einfüllen und anschließend das Desinfektionsmittel hinzugeben. Von der gewünschten Menge der gebrauchsfertigen Lösung (1. Spalte in der Tabelle) muss die Menge an Desinfektionsmittel abgezogen werden, um die tatsächliche Menge an Wasser zu erhalten. (z.B.: 50 Liter einer 4%-igen Lösung -> 48 Liter Wasser + 2 Liter Desinfektionsmittel)



Antiseptica chem.- pharm.- Produkte GmbH Carl-Friedrich -Gauß-Str. 7, D-50259 Pulheim Tel. 0 22 34/9 84 66-0, Fax DW-11 info@antiseptica.com www.antiseptica.com

Antiseptica Austria chem.- pharm.- Produkte GmbH Handelskai 388 1020 Wien Tel.01-374 66 00 Fax:DW 66 office@antiseptica.at www.antiseptica.at