



## Hautschutz sensitiv

Frei von Parfüm und Farbstoffen

Luftdichtes Beutelsystem – keine Pumpenaufbereitung!

### Anwendungsbereiche:

- Zum Hautschutz bei Feuchtarbeiten, besonders bei rissiger und spröder Haut.
- Zum Hautschutz der Hände der Chirurgen, des OP-Personals sowie des medizinischen und Pflegepersonals.
- Zum Hautschutz der Hände in Industrie und Gewerbe
- Hautschutz während und nach der Behandlung ekzematöser Hautkrankheiten und allergischer Hautreizungen.
- Zur Vorbeugung von Berufsdermatosen

### Besondere Eigenschaften:

- ACO<sup>®</sup>-care sensitive ist eine biologisch hautneutrale Emulsion, die Fettalkohole und natürliche Ölkörper in leicht resorbierbarer Form enthält.
- Beseitigt bei regelmäßigem Gebrauch die von Seifen/Syndets, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Spül- und Waschmitteln durch erhöhte Quellung, Entfettung und Austrocknung hervorgerufene Irritation der Haut und regeneriert schnell das durch Waschen veränderte Hautmilieu durch Wiederherstellung des Säuremantels der Haut.
- Schützt die Haut bei Arbeiten mit Wasser und stärkt die hauteigene Bakterienflora als Hautschutz.
- Wirkt für die Haut befeuchtend und feuchtigkeitserhaltend.
- Zieht sehr schnell in die Haut ein und erhält sie glatt und geschmeidig.
- Schützt die Haut beim Tragen von Handschuhen.
- Parfüm- und farbstofffrei.

### Anwendung:

ACO<sup>®</sup>-care sensitive wird vor Arbeitsbeginn, vor Feuchtarbeiten, vor dem längeren Tragen von Handschuhen und nach Pausen auf die zu schützenden Hautpartien aufgetragen und gut verrieben. Es bleibt keine Fettschicht auf der Haut zurück.

### Anwendungshinweise - Spender:

Das HyBag Beutelsystem ist nur für bestimmte EURO-Spendersysteme geeignet.

Da die Pumpeneinheit dicht mit dem sich selbst evakuierenden Beutel verbunden ist, passen nur bestimmte EURO – Spender.

### Aluminium-Edelstahlspender

Sämtliche Spender der ingo-man<sup>®</sup> plus Serie des Herstellers Ophardt in Deutschland sind passend für die HyBag Beutel - ACO<sup>®</sup>-care sensitive

- Typ 1 Plus
- Typ 2 Plus
- IMP 1 und 2 Touchless

### Alternative Kunststoffspender

Euro- Kunststoffspender der Lysoform Berlin.

- ACO1 + ACO1-ATS

### Lieferformen:

- Karton mit 10 x 700 ml Beuteln PZN 5644601

zusätzlich lieferbarer Kunststoffspender:

- HyBag-Spender (ACO1)
- Abtropfschale (ACO1-ATS)

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

### Pharmazentralnummern:

- 1 x 700 ml: 5644593
- 10 x 700 ml: 5644601

frei von Parfüm- und Farbstoffen

### Ingredients:

Aqua, Glyceryl Stearate, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Cetyl Alcohol, Cetearth-12, Sorbic Acid, Potassium Hydroxide<sup>®</sup>

Kosmetikum gem. Verordnung 1223/2009/EG über kosmetische Mittel



## LYSOFORM

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

(Das Unternehmen ist zertifiziert nach EN ISO 13485)

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin

Tel.: +49-30-77 99 2-0, Fax: +49-30-77 99 2-269

E-Mail: kontakt@lysoform.de, www.lysoform.de



## ANTISEPTICA

ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH

(Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001)

A-1090 Wien, Frankgasse 6 / Top 5

Tel.: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66

E-Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at